



Omnistrip®

Elastisk suturtape

Omnistrip er en elastisk suturtape, som stabiliserer sår i kombination med suturer, samt når suturerne er fjernet. Fremmer heling ved at skubbe sårkanterne sammen.



- 1 Til mindre kirurgiske indgreb og mindre sår
- 2 Enkel at håndtere og sikker fiksering
- 3 Behøver ikke fjernes ved røntgen



Helps. Cares. Protects.

Fordele:

Sikker fiksering
Enkel håndtering
Efterlader ingen klæberester
Behøver ikke fjernes ved røntgen



Egenskaber

At Omnistrip er gennemtrængelig for luft og fugt begrænser risikoen for, at der skal opstå maceration af huden. Tapen fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit og efterlader ingen klæberester på huden. Omnistrip absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.

Omnistrip lader kun 7% af solens UV-stråling slippe igennem

Materiale

Beige non-woven polyester/polyamid.
Hypoallergen klæber baseret på akryl (Pressure sensitive adhesive, PSA). Kolofonium- og latexfri.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation

Atraumatisk sårlukning af mindre sår og efter kirurgiske indgreb. Stabiliserer snit, når suturerne fjernes.

Fikseringsinstruktion

Huden skal være tør, når tapen fikseres. For mere indgående information se følgesedlen i kartonen.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Omnistrip® Steril i kuvert	3 x 76 mm (5 stk/kuvert)	540 681	250 stk	6 Afp
	6 x 38 mm (6 stk/kuvert)	540 682	300 stk	6 Afp
	6 x 76 mm (3 stk/kuvert)	540 683	150 stk	6 Afp
	6 x 101 mm (10 stk/kuvert)	540 684	500 stk	6 Afp
	12 x 101 mm (6 stk/kuvert)	540 685	300 stk	6 Afp
	25 x 127mm (4 stk/kuvert)	540 686	200 stk	6 Afp