

Foliodress®

Skyddsglasögon



Fördelar:

Anatomiskt formade
Justerbara bågar
Imskyddsbehandlade

Visirets speciella utformning skyddar mot vätska och partiklar både framifrån och från sidan. Den tättsittande ramen omkring glasögonen säkrar mot vätska och partiklar som kan komma uppifrån. Visiret är imskyddsbehandlat. Bågarna kan justeras med ett enkelt tryck. Därigenom kan användaren anpassa skyddsglasögonen till sin egen huvudform och använda glasögon under skyddsglasögonen. Foliodress Skyddsglasögon kan tvättas mer än 10 gånger i 100 grader i diskmaskin utan skador. Dock försvinner imskyddet vid tvätt över 60 grader.



Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Skyddsglasögon	992 524	5 st	12 AFP