

Peha® engångsinstrument

Pincett



Fördelar:

Hög kvalitet

Består av 99% återvunnet rostfritt stål

Färgmarkering av ett säkert ekologiskt färgämne

Ekonomisk

Kirurgisk engångspincett i icke reflekterande mattborstad rostfritt stål. Material av hög kvalitet förpackade i sterila singelförpackningar för hygienisk och funktionell användning. Den unika färgmarkeringen förhindrar förväxling med flergångsinstrument. Alla produkter är märkta enligt EN 980 med symbol för engångsprodukter.

991 060

Lämplig att fatta suturer, förbandsmaterial, vävnad samt bortagande av främmande material.



991 061

Lämplig för att hålla vävnad.



991 064

Lämplig att fatta suturer, förbandsmaterial, vävnad samt bortagande av främmande material.



991 062

Lämplig att fatta suturer, förbandsmaterial, vävnad samt bortagande av främmande material.



991 063

Lämplig att fatta suturer, förbandsmaterial, vävnad samt bortagande av främmande material.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Pincett Adson anatomisk rak	12 cm	991 060	25	2
Pincett Adson klo rak	12 cm	991 062	25	2
Pincett Debaquey rak	15,5 cm	991 061	25	2
Pincett med klo rak	14 cm	991 063	25	2
Pincett anatomisk rak	14 cm	991 064	25	2