



Peha-soft® nitrile white

Puderfri undersökningshandske av nitril

Undersökningshandske av nitril med utmärkt passform och hög taktil känsla.



1 Ekonomisk

2 Hög användarkomfort

3 Hög elasticitet och slitstark

Fördelar:

Ekonomisk
Hög elastik och slitstyrka
Hög användarkomfort
Livsmedelsgodkänd

Produktbeskrivning

Material	Syntetiskt nitrilgummi
Färg	Vit
Krage	Rundad kant
Utsida	Texturerade fingertoppar
Insida	Klorerad
Tjocklek finger	0,09 mm
Tjocklek handflata	0,07 mm
AQL	1,0
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass I
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1-2 & 4-5, EN 16523-1, ISO 16604, ASTM F1671

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha-soft® nitrile white	S	942206	200 st	10 AFP
	M	942207	200 st	10 AFP
	L	942208	200 st	10 AFP
	XL	942209	180 st	10 AFP