



# Peha-fix®

## Højelastisk fikseringsbind

Forbindingsfiksering over led, koniske og runde kropsdele kræver et bind, som er elastisk og formbart. Peha-fix opfylder disse kriterier og fikserer nemt forbindinger, hvor andre bind ikke fungerer.



**1** Peha-fix har en elasticitet på 125%

**2** Kan steriliseres

**3** Fungerer til alle typer af fiksering

## Fordele:

Behagelig at have på  
Højelastisk  
Mange anvendelsesområder  
Kan genanvendes  
Meget blød og finmasket



## Egenskaber

Peha-fix kan applikeres hurtigt og enkelt.  
Peha-fix glider ikke ned på grund af sin struktur.  
Det krusede væv gør, at bindet sidder ordentligt fast selv i længere tid. Bindet bibeholder også sin elasticitet. Strukturen i Peha-fix sikrer et lavt materialeforbrug, eftersom det kun er nødvendigt med et par enkelte forbindingsomgange for at sikre en ordentlig fiksering. Hindrer ikke blodcirkulationen og sikrer fuld bevægelsesfrihed.

## Materiale

70% viskose, 30% polyamid. Hvid.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.  
Udstrakt længde: 4 m  
Uudstrakt længde: ca 1,5 m  
Elasticitet: 125%

## Indikation

Til alle typer af forbindingsfiksering især over led samt koniske og runde kropsdele.

## Vaskeråd

Peha-fix kan steriliseres i autoklav ved 134°C i 15 minutter eller 121°C i 20 minutter.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Peha-fix®	4 m x 4 cm	303 075	20 stk	8 Afp
Løse i æske	4 m x 6 cm	303 076	20 stk	10 Afp
	4 m x 8 cm	303 077	20 stk	10 Afp
	4 m x 10 cm	303 078	20 stk	6 Afp
	4 m x 12 cm	303 079	20 stk	4 Afp