

# Medicomp®

Non-woven kompres

Medicomp er en non-woven kompres velegnet som tampon eller som sårkompres. Kompresset er absorberende, blødt og lugtgennemtrængeligt.



- 1 Kan klippes uden at det frugger
- 2 Findes i mange forskellige æsker
- 3 Enkel håndtering

## Fordele:

Fnugger ikke  
Enkel håndtering  
Findes i flere størrelser  
Flere anvendelsesområder



## Egenskaber

Medicomp er meget åben i sin struktur og særdeles luftgennemtrængelig. Kompresset er blødt og absorberende. Medicomp kan klippes, uden at det fnugger eller trævler. Medicomp findes i flere størrelser og æsker.

## Materiale

70% viskose og 30% polyester. Non-woven materialet er lavet uden bindemidler og optisk hvidt. Vægt 30g/m<sup>2</sup>, 4-lags.

Steril produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Usteril produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

## Indikation

Til almen sårpleje, forbindingsskift og rensning af sår. Kontraindikationer: Ingen kendte.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Medicomp® Steril 2-pak	5 x 5 cm	411 074	25 x 2 stk	50 Afp
Steril 5-pak	5 x 5 cm	411 051	40 x 5 stk	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 052	40 x 5 stk	24 Afp
	10 x 10 cm	411 053	40 x 5 stk	12 Afp
Usteril, løse i æsker	5 x 5 cm	421 821	100 stk	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	421 823	100 stk	12 Afp
	10 x 10 cm	421 825	100 stk	12 Afp
	10 x 20 cm	421 827	100 stk	6 Afp