

Peha-haft®

Kohæsivt elastisk latexfrit fikseringsbind

Selvhæftende elastisk latexfrit fikseringsbind, som er let at klippe af, når forbindingen er stabiliseret. Fikseringen afsluttes med et let tryk uden nogen yderligere lukning.



- 1 Peha-haft har en elasticitet på over 85%
- 2 Ingen yderligere fiksering kræves
- 3 Fungerer ved alle typer fiksering

Fordele:

Behagelig at bære

Økonomisk

Mange anvendelsesområder

Selvhæftende

Åndbar

Fri for latex, klorin og akrylat



Egenskaber

Peha-haft har en kreppt struktur samt en yderbelægning, som sikrer, at bindet bliver siddende. Dette gælder endda også over kropsdele, som sædvanligvis er svære at bandagere.

Bindet hæfter på begge sider og efter nogle få forbindingsomgange afsluttes fikseringen med et let tryk. Ingen yderligere fiksering kræves. Bindet hæfter kun mod sig selv, ikke mod hverken hud, hår eller stof. De få forbindingsomgange giver et lavt materialeforbrug. Bindet har en meget høj grad af åndbarhed, takket være den åbne vævsstruktur. Bindet har desuden en høj absorptionskapacitet på grund af indholdet af naturlige fibre.

Peha-haft er både hudvenlig og behagelig at have på.

Materiale

43% Viskose, 37% Bomuld, 20% Polyamid med speciel latexfri belægning. Hvid.

Produktet er desuden fri for klorin og akrylat.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, usterilt. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Til alle typer fiksering af forbindinger. Fungerer udmærket over bevægelige led samt ved fiksering af forbindinger på hoved og fingre.

Fikserer også polstermateriale og kanyler.

Kan desuden fungere som et let støttebind.

Ideelt til alle brugere, som er allergiske overfor latex.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Peha-haft® Pakket enkeltvis i æske	4 m x 4 cm	932 441	1 stk	140 Afp
	4 m x 6 cm	932 442	1 stk	140 Afp
	4 m x 8 cm	932 443	1 stk	140 Afp
	4 m x 10 cm	932 444	1 stk	140 Afp
	4 m x 12 cm	932 445	1 stk	140 Afp
	20 m x 4 cm	932 446	1 stk	24 Afp
	20 m x 6 cm	932 447	1 stk	24 Afp
	20 m x 8 cm	932 448	1 stk	24 Afp
	20 m x 10 cm	932 449	1 stk	24 Afp
	20 m x 12 cm	932 450	1 stk	24 Afp
Peha-haft® Løse i æske	20 m x 6 cm	932 437	6 stk	12 Afp
	20 m x 8 cm	932 438	6 stk	12 Afp
	20 m x 10 cm	932 439	6 stk	8 Afp