

Cosmopor® Advance

Självhäftande absorptionsförband

Cosmopor Advance är ett självhäftande, absorberande förband med DryBarrier Technology vilket innebär att sårdynan består av tre olika lager som samverkar tillsammans för en optimal sårhäkning. Sårdynan absorberar snabbt upp exsudat som lagras i det översta lagret och skyddar såret mot återvätning. Dynans kontaktyta är belagd med ett polyethylennät vilket gör att förbandet inte fastnar i såret och kan tas bort utan att patienten upplever smärta.



- 1 DryBarrier Technology
- 2 Rundade hörn förhindrar att förbandet rullar sig
- 3 Fastnar inte i såret

Fördelar:

Säker fixering
Enkel hantering
Lämnar inga klisterrester
Absorberande
Fri från kolofonium och latex
Bekvämt att bära



Egenskaper

Cosmopor Advance är ett självhäftande, absorberande förband för postoperativ vård och sterilt skydd för mindre sår. Sårdynan består av DryBarrier Technology vilket innebär att sårdynan består av superabsorbenta fibrer (SAF). Sårdynan suger snabbt upp exsudat och vätska, och håller såret torrt. Sårdynan fastnar ej i såret och förbandet kan tas bort utan att patienten upplever smärta.

Material

Förbandet består av non-woven polyester. Sårdynan består av tre olika lager. Kontaktlagret har en yta av polyethylennät vilket gör att förbandet ej fastnar i såret. Transportlagret består av viskos och hjälper till att absorbera upp exsudat. Det tredje och sista lagret består av superabsorbenta fibrer vilket gör att förbandet permanent absorberar stora mängder exsudat samtidigt som det skyddar mot återvätning, även under tryck. Häftkanten har en syntetiskt baserad häftmassa som är fri från kolofonium och latex. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

För postoperativ sårvård och som sterilt skydd vid mindre sårskador. Kontraindikationer: Inga kända.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Cosmopor® Advance Steril, enstycksförpackad	7,2 x 5 cm	901 010	25 st	20 Afp
	10 x 6 cm	901 011	25 st	24 Afp
	10 x 8 cm	901 013	25 st	18 Afp
	15 x 8 cm	901 014	25 st	12 Afp