

# Idealast®-haft

Den permanentelastiska bomullsbindan som fäster i sig själv

Kohesiv, permanent lågelastisk bomullsbinda. Elasticitet på cirka 90%, som inte försvinner under användning. Kohesiv på båda sidorna ger en enkel och perfekt fixering. Högt arbetstryck och lågt vilotryck. Kan även användas av stillasittande personer. Släpper igenom luft. Kan steriliseras (autoklav vid 134°C).



**1** Förlorar inte sin elasticitet under användning

**2** Öppen vävstruktur som släpper igenom luft

**3** Enkel fixering

## Fördelar:

Enkel fixering  
Permanentelastisk  
Många användningsområden  
Kan återanvändas  
Kraftig  
Stadiga kanter



## Egenskaper

Permanentelastiken innebär att bandan inte förlora sin elasticitet under användning. Bandan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bandan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.

## Material

93% bomull, 5% polyamid, 2% elastan. Vit. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 2,45 m

Elasticitet: 90%

Latexfri

## Indikation

För måttlig kompression vid profylax och uppföljning av venösa problem eller som stöd/avlastning vid muskel- och ledbandsskador. För fixering av förband och gippskenor. Sportbandage.  
Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

## Tvättråd

Idealast-haft kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealast®-haft Styckförpackade med cellofan i ask	4 m x 6 cm	931 110	1 st	40 Afp
	4 m x 8 cm	931 111	1 st	40 Afp
	4 m x 10 cm	931 112	1 st	40 Afp
	4 m x 12 cm	931 113	1 st	40 Afp
	10 m x 6 cm	931 114	1 st	40 Afp
	10 m x 8 cm	931 115	1 st	20 Afp
	10 m x 10 cm	931 116	1 st	20 Afp
	10 m x 12 cm	931 117	1 st	20 Afp