



# Peha-Lastotel®

## Højelastisk fikseringsbind

Til fiksering over led, koniske og runde kropsdele kræves der et bind, som er elastisk og formbart. Peha-Lastotel opfylder alle disse kriterier og fikserer let forbindinger, hvor andre bind ikke fungerer.



**1** Peha-Lastotel har en elasticitet på over 100%

**2** God patientkomfort

**3** Fungerer til alle typer af fiksering

## Fordele:

God komfort  
Højelastisk  
Mange anvendelsesmuligheder  
Faste kanter



## Egenskaber

Peha-Lastotel er mere end 100% elastisk og kan endda applikeres over koniske kropsdele og led. Peha-Lastotel er let at anvende og former sig uden at forårsage tryk. Bindets kreppestruktur gør, at det bliver siddende, og bindet behøver ikke at applikeres lag på lag. Peha-Lastotel er særdeles åndbart og giver dermed en god patientkomfort.

## Materiale

59% polyamid, 41% viskose. Hvid.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.  
Udstrakt længde: 4 m.  
Uudstrakt længde: Ca. 1,7 m.  
Elasticitet: 135%

## Indikation

Til alle typer af forbindingsfiksering særskilt over led, koniske og runde kropsdele. Kan også anvendes som lettere tryk- og kompressionsforbinding.  
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha-Lastotel®	4 m x 4 cm	310 110	20 stk	8 Afp
Løse i æske	4 m x 6 cm	310 111	20 stk	10 Afp
	4 m x 8 cm	310 112	20 stk	10 Afp
	4 m x 10 cm	310 113	20 stk	6 Afp