

Peha®-Mullbinden

Gazebind

Til fiksering af alle typer af forbinding. Enkelt engangsbind i 20-tråds væv.



- 1 Peha-Mullbinden har en elasticitet på 85%
- 2 Enkelt fikseringsbind
- 3 Fungerer til alle typer af fiksering

Fordele:

Vævede kanter
Mange anvendelsesområder
Luftig med tynde masker



Egenskaber

Peha-Mullbinden er et klassisk gazebind til engangsfiksering. Bindet er lavet af 20-tråds væv og har faste vævede kanter. Peha-Mullbinden fungerer til alle typer af fiksering.

Materiale

60% viskose, 40% bomuld. Hvid.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.
Udstrakt længde: 4 m.
Uudstrakt længde: Ca. 2,2 m.
Elasticitet: 85%

Indikation

Til alle typer af forbindingsfiksering.
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Peha®-Mullbinden	4 m x 6 cm	304 051	20 stk	18 Afp
Løse i æske	4 m x 8 cm	304 052	20 stk	16 Afp
	4 m x 10 cm	304 053	20 stk	10 Afp