


# Hydrofilm® roll

Transparent sårfilm på rulle

Hydrofilm roll er en usteril, selvklæbende, transparent filmforbinding til simpel forbindingsfiksering.



- 1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier
- 2 Kan nemt klippes i den ønskede længde
- 3 Transparent

## Fordele:

Enkel håndtering  
Kolofoniumfri  
Transparent



## Egenskaber

Takket være den tynde, transparente film kan såret hele under opsyn, uden at forbindingen behøves at skiftes. Dette gør, at såret ikke bliver forstyrret unødigt under helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm roll holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Man kan også udmærket bære forbindingen under badning. Klæberen i filmforbindingen har kraftig klæbeevne, så forbindingen kan sidde stabilt i længere tid, men kan alligevel fjernes uden at efterlade klisterrester.

## Materiale

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Kolofoniumfri.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

Anvendes som fiksering af forbindelse i alle områder og som fiksering. F.eks. som kateter- og kanylefiksering.

Kontraindikationer: Hydrofilm roll må ikke anvendes på inficerede, blødende eller væskende sår.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® roll	5 cm x 10 m	685 790	1 stk	24 Afp
Usteril, pakket enkeltvis	10 cm x 2 m	685 791	1 stk	24 Afp
	10 cm x 10 m	685 792	1 stk	32 Afp
	15 cm x 10 m	685 793	1 stk	20 Afp