

Coverflex® fast

Elastisk tubegaze

Coverflex fast er en usteril, elastisk og hudvenlig tubebandage, perfekt at anvende enten som fugtig eller tør beskyttelsesbandage ved atopiske hudlidelser, hvor kløe ofte giver patienten stort ubehag. I den akutte fase kan man f.eks. anvende Coverflex fast som en fugtig kølende bandage i kombination med en intensiv fugtbehandling med salve for at lindre både smerte og kløe. Coverflex fast kan også anvendes i den kroniske fase som en okklusionsbandage til salver og cremer på følsom og eksematøs hud.



- 1 Indvævede forskelligfarvede tråde indikerer størrelsen på bandagen
- 2 Den silkelignende struktur gør bandagen behagelig at have
- 3 Salver og cremer trænger ikke igennem materialet. Således beskyttes tøjet, som bæres uden på bandagen

Fordele:

Komfortabel

Vaskbar

Mange anvendelseområder

Åndbar

Latexfri

Beskytter tøjet



Egenskaber

Coverflex fast er en permanentelastisk, meget hudvenlig tubebandage lavet af et fast silkelignende væv med indvævede elastantråde for at skabe den bedst mulige pasform. Enkel at applikere uden hjælpemiddel. Salver og cremer trænger ikke igennem materialet, og således beskyttes det tøj, som bæres udenpå bandagen. Coverflex fast har indvævede forskelligfarvede tråde, som indikerer størrelsen på bandagen, så det gøres lettere at vælge det rette produkt. Coverflex fast er pakket i 10-meters ruller. Forpakningen er designet, så man let kan klippe bandagen i den ønskede længde, uden at det er nødvendigt at åbne og tage hele rullen ud.

Materiale

91% viskose, 4% polyuretan, 5% polyamid
Bandagen kan ved behov steriliseres i autoklave ved 134°C. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril.
CE-mærket ifølge EU-direktiv 2017/745 MDR.
Elasticitet: 230%

Indikation

Til fugtig behandling i den akutte fase af atopisk eksem, specielt fugtighedsbehandling og salve-terapi. Eller som tør forbindelse i den kroniske fase og til okklusion med salver og cremer på overfølsom eksematøs hud.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Farve	Funktionsmål	Varenr.	Afp	Tfp
Coverflex® fast	10 m x 3,5 cm	Rød	Barn arm/fod 8-12 cm	931 025	1 stk	81 Afp
Pakket	10 m x 5 cm	Grøn	Arm/barnehoved 12-25 cm	931 026	1 stk	54 Afp
enkeltvis i	10 m x 7,5 cm	Blå	Arm/læg/barnehoved 20-45 cm	931 027	1 stk	36 Afp
æske	10 m x 10,75 cm	Gul	Hoved/ben/barnehoved/krop 35-65 cm	931 028	1 stk	27 Afp
	10 m x 17,5 cm	Beige	Krop 56-120 cm	931 029	1 stk	18 Afp