

Omnifix® Elastic

Fikseringstape af non-woven

Fikseringstapen Omnifix elastic er et væv, som gør det nemmere at fikse forbindinger over store områder. Vævet beskyttelsespapir er kvadreret, således at det er nemt at måle, hvor stor en del, der behøves og siden at klippe af efter linieringen. Vævet kan både give og forhindre bevægelse, da vævet kun er elastisk på den ene led.



- 1 Til fiksering over store områder
- 2 Sikker fiksering
- 3 Behøver ikke fjernes inden røntgen
- 4 Enkel at håndtere

Fordele:

Til fiksering over store områder
 Enkel håndtering
 Sikker fiksering
 Behøver ikke fjernes inden røntgen



Egenskaber

Omnifix elastic er gennemtrængelig for luft og fugtighed, hvilket gør den særdeles hudvenlig og forhindrer maceration af huden. Vævet fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit uden at efterlade klæberester på huden. Omnifix elastic absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.

Omnifix elastic er tværelastisk og smidig at fikserer over f.eks. led, uden at der dannes folder. Det er vigtigt at fikserer vævet på den rette led, da en fiksering på den ene led giver mulighed for bevægelse, mens en fiksering på den anden led forhindrer bevægelse. Dette giver mulighed for ro og stabilitet hvis nødvendigt. Beskyttelsespapiret på bagsiden har en bølgeformet perforering, som gør, at det er nemt at fjerne.

Materiale

100% polyestervæv med hypoallergen klæber baseret på syntetisk gummi, kolofonium- og latexfrit.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation

Som forbindingsbeskyttelse og fiksering på store flader indenfor alle medicinske områder. Fiksering over led, koniske og runde kropsdele. Fiksering af måleinstrumenter, sonder, katetre eller lignende.

Fikseringsinstruktion

Huden skal være tør, når fikseringsvævet applikeres.

PAUL HARTMANN A/S
 Ørestads Boulevard 73
 2300 København
 T. 48 22 04 00
 F. 48 22 04 01
 E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Omnifix® Elastic	2m x 10cm	900601	1 stk	60 Afp
Usteril på rulle i æske	10m x 2,5cm	900606	2 stk	63 Afp
	10m x 5cm	900602	1 stk	63 Afp
	10m x 10cm	900603	1 stk	36 Afp
	10m x 15cm	900604	1 stk	24 Afp
	10m x 20cm	900605	1 stk	16 Afp
	10m x 30cm	900607	1 stk	20 Afp