



MoliCare® Premium Form

Kroppsformat skydd vid medelstor till mycket stor inkontinens

MoliCare Premium Form är ett kroppsformat inkontinensskydd som fixeras med hjälp av fixeringsbyxa. Skyddets textilliknande ytskikt gör det bekvämt att bära och den effektiva absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliCare Premium Form finns i sju olika absorptionskapaciteter för att erbjuda ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.



- 1 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 2 Diskret utsida**
Utsidan är vit med diskret färgkodning, produktnamn och droppmarkering för att underlätta val av rätt produkt.
- 3 Längsgående våtindikator**
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 4 Läckagebarriärer**
Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckeage.
- 5 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.



Fördelar:

Hög yttorrhet
Längsgående läckagebarriärer
Skonsam mot huden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat
Ytskikt: Polypropen non-woven
Elastik: Lycra
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Färgkod	Förp.
3 droppar	168 403	52,5 cm	50 gr	1 290 ml	Ljusgul	4x32 st
4 droppar	168 404	62 cm	57 gr	1 493 ml	Orange	4x32 st
5 droppar	168 405	62 cm	62 gr	1 662 ml	Grön	4x32 st
6 droppar	168 406	69 cm	93 gr	2 353 ml	Blå	4x32 st
7 droppar	168 407	69 cm	97 gr	2 598 ml	Rosa	4x32 st
8 droppar	168 408	69 cm	105 gr	3 017 ml	Lila	4x32 st
9 droppar	168 409	69 cm	131 gr	3 239 ml	Mörkblå	4x16 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info