




# Peha<sup>®</sup>-profile latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med utmärkt taktill känslighet. Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är lämplig vid hantering av cystostatika och kemikalier.



1 Texturerad för bättre grepp

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

**Fördelar:**

Texturerad för bättre grepp  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

**Produktbeskrivning**

Material	Naturlatex
Färg	Beige/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Mikrotexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,23 mm
Tjocklek handflata	0,21 mm
Tjocklek krage	0,18 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-profile latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex	

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha®-profile latex	6,0	942691	50 par	4 AFP
	6,5	942692	50 par	4 AFP
	7,0	942693	50 par	4 AFP
	7,5	942694	50 par	4 AFP
	8,0	942695	50 par	4 AFP
	8,5	942696	50 par	4 AFP

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)