

Stülpa®/Stülpa® -ready-for-use

Elastisk tubgas

Stülpa är en sömlös stickad tubgas med en hög elasticitet i alla riktningar och är enkel att applicera. Stülpa-ready-for-use är Stülpa klippt i funktionslängd, åtsnörd på mitten med en tråd och rullad för att snabbt kunna appliceras på den plats som anges som funktionsmått.



- 1 Stülpa kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår
- 2 Enkel och snabb att applicera
- 3 Elasticitet: 300%

Fördelar:

Bekväm att bära
Enkel att hantera
Många användningsområden
Släpper igenom luft
Latexfri



Egenskaper

Tubgasen fungerar mycket bra för hållbara förbandsfixeringar utan att häftämnen behöver användas på skör hud. Eftersom förbandet har en sammanhängande yta lossnar det inte vid mekanisk påverkan. Stülpa kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår. Stülpa-ready-for-use är Stülpa klippt i funktionslängd, åtsnörd på mitten med en tråd och rullad för att snabbt kunna appliceras på den plats som anges som funktionsmått.

Material

70% viskos, 30% bomull. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR. Elasticitet: 300%
Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.

Indikation

Används som överdragsbandage vid lindning. Fixering av förband. Som skydd och polster i kombination med zinklimbindor. Som underlag för alla typer av gips och skenor. Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Benämning	Mått	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Stülpa® Styckför-packade i ask	Stl. 0R	15 m x 1,5 cm	Barnfinger/tå	427 110	1 st	33 Afp
	Stl. 1R	15 m x 2,5 cm	Finger	427 111	1 st	27 Afp
	Stl. 2R	15 m x 6 cm	Arm/barnben	427 112	1 st	12 Afp
	Stl. 3R	15 m x 8 cm	Fot/ben/barnhuvud/armhål	427 113	1 st	9 Afp
	Stl. 4R	15 m x 10 cm	Huvud/ben/armhål/ansikte	427 114	1 st	17 Afp
	Stl. 5R	15 m x 12 cm	Barnbål/huvud/lår/armhål/ansikte	427 115	1 st	6 Afp
	Stl. 6R	15 m x 15 cm	Barnbål/lår	427 146	1 st	4 Afp
	Stl. 7R	15 m x 21 cm	Bål/extra stora lår	427 147	1 st	6 Afp
Stülpa®-ready-for-use Färdigrullade i ask	Stl. 1		Fingerförband	427 261	50 st	20 Afp