

# Stülpa®/Stülpa® -ready-for-use

Elastisk tubegaze

Stülpa er en sømløs, strikket tubegaze med en stor længde- og tværelasticitet og samtidig let at aplikere. Stülpa-ready-for-use er Stülpa klippet i funktionslængde, snøret på midten med en tråd og derefter rullet for hurtigt at kunne applikeres på det sted, som angives som funktionsmål.



- 1 Stülpa kan klippes på alle leder, uden at der opstår løbemasker
- 2 Enkel og hurtig at aplikere
- 3 Elasticitet: 300%

## Fordele:

Behagelig at bære  
Enkel at håndtere  
Mange anvendelsesområder  
Luftgennemtrængelig  
Latexfri



## Egenskaber

Tube-gazens er særdeles velegnet til holdbare forbindingsfikseringer, således at det ikke er nødvendigt at anvende andre klæbemidler på sensibel hud. Eftersom forbindingen har en sammenhængende overflade, så løsner den sig ikke selv ved mekanisk belastning. Stülpa kan klippes over hvor som helst, uden at der opstår løbemasker. Stülpa-ready-for-use er Stülpa klippet i funktionslængde, snøret på midten med en tråd og rullet for hurtigt at kunne applikeres på det sted, som angivet som funktionsmål.

## Materiale

70% viskose, 30% bomuld.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.  
Elasticitet: 300%  
Bandagen kan ved behov steriliseres i autoklave ved 134°C.

## Indikation

Anvendes som overtræksbandage ved forbindelse. Fiksering af forbindinger. Som beskyttelse og polster i kombination med zinklimforbindinger. Som underlag for alle typer af gips og skinner.  
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Benævn.	Størrelse	Funktionsmål	Varenr.	Afp	Tfp
Stülpa® Enkeltvis pakket	Str. 0R	15 m x 1,5 cm	Barnefinger/tå	427 110	1 stk	33 Afp
	Str. 1R	15 m x 2,5 cm	Finger	427 111	1 stk	27 Afp
	Str. 2R	15 m x 6 cm	Arm/barnben	427 112	1 stk	12 Afp
	Str. 3R	15 m x 8 cm	Fod/ben/barnehoved/armhule	427 113	1 stk	9 Afp
	Str. 4R	15 m x 10 cm	Hoved/ben/armhule/ansigt	427 114	1 stk	17 Afp
	Str. 5R	15 m x 12 cm	Barnekrop/hoved/lår/armhule/ansigt	427 115	1 stk	6 Afp
	Str. 6R	15 m x 15 cm	Barnekrop/lår	427 146	1 stk	4 Afp
	Str. 7R	15 m x 21 cm	Krop/ekstra store lår	427 147	1 stk	6 Afp
Stülpa®-ready-for-use Rullede i æske	Str. 1		Fingerforbinding	427 261	50 stk	20 Afp