



# MoliCare® Premium Form MEN

## Kroppsformat skydd vid medelstor till mycket stor inkontinens

MoliCare Premium Form för män är ett kroppsformat inkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddets textilliknande spärrskikt gör det bekvämt att bära och den optimerade absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliCare Premium Form för män är den optimala lösningen för män med medelstor till stor inkontinens.



- 1 Längsgående våtindikator**  
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 2 Diskret utsida**  
Utsidan är diskret vit med pastellfärgade ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.
- 3 Textilkomfort**  
Det textilliknande ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.
- 4 Formade Läckagebarriärer**  
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktionser samt vid avföringsinkontinens.



Helps. Cares. Protects.



### Fördelar:

Specialdesignad för män

Textilliknande spärrskikt

Långsgående läckagebarriärer

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat

Ytskikt: Polypropen

Elastik: Lycra

Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Sortiment	Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Form Men - 6 droppar	168 401	69 cm	93 gr	2 441 ml	4x32 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)