

Foliodrape® Protect Plus


Maxillofacial turbanset

Används för steril drapering vid ÖNH-kirurgi,
t.ex. nässeptumplastik.



Fördelar:


Högabsorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp




140x190 cm



80x145 cm



280x225 cm



65x100 cm

75x90 cm



33x33 cm

 reinforced 

Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
1 st Slitslakan, förstärkt & häftande 280 x 225 cm, slits 60 x 10 cm
1 st Turbanlakan, häftande 65 x 100 cm och 75 x 90 cm
4 st Torkdukar 33 x 33 cm

| Sortiment | Art.nr. | AFP | TFP |
|--|---------|------|-------|
| Foliodrape® Protect Plus Maxillofacial Turbanset | 938 748 | 7 st | 1 AFP |