

# Peha-haft® color

Kohæsivt elastisk latexfri fikseringsbind i farver

Elastisk latexfri fikseringsbind som er selv-hæftende. Enkel at klippe af når forbindingen er stabiliseret. Fikseringen afsluttes med et let tryk uden nogen yderligere lukning. Farven gør, at Peha-haft color bevarer sit friske udseende længere end et hvidt bind.



- 1 Peha-haft color har en elasticitet på 100 %
- 2 Ingen yderligere fiksering kræves
- 3 Fungerer til alle typer af fiksering

## Fordele:

Behagelig at have på  
Økonomisk  
Mange anvendelsesområder  
Selvhæftende  
Latexfri



## Egenskaber

Peha-haft color har en kreppt struktur samt en yderbelægning som gør, at bindet bliver siddende sikkert på plads. Med kun få forbindingsomgange opnås en sikker fiksering. Dette gælder selv over kropsdele, som normalt er sværere at bandagere. Bindet er hæftende på begge sider og kræver ingen yderligere slutfiksering. Med et let tryk på bindets ende sidder forbindingen på plads. Det resulterer i et meget lavt materialforbrug. Bindet hæfter kun mod sig selv, ikke mod hud, hår eller tøj. Bindet har en høj luftgennemtrængelighed takket være den åbne vævsstruktur. Yderligere har det en høj absorptionskapacitet på grund af den høje andel af naturlige fibre. Peha-haft color er hudvenlig og behagelig at have på.

## Materiale

40% bomuld, 31% viskose, 29% polyamid med en speciel latexfri belægning. Bindet findes i farverne rød og blå.

Peha-haft color kan steriliseres i autoklav.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærkt ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 20 m

Uudstrakt længde: ca 10 m

Elasticitet: 100%

## Indikation

Til alle typer af forbindingsfiksering. Fungerer udmærket over aktive led samt fiksering af forbindinger ved hoved og fingre. Fikserer selv polstermateriale og kanyler. Kan fungere som lettere støttebind. Kan benyttes af alle, også dem der lider af latexallergi.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Farve	Varenr.	Afp	Tfp
Peha-haft®color	20 m x 6 cm	rød	932 460	1 stk	24 Afp
Pakket enkeltvis	20 m x 8 cm	rød	932 461	1 stk	24 Afp
	20 m x 10 cm	rød	932 462	1 stk	24 Afp
	20 m x 6 cm	blå	932 473	1 stk	24 Afp
	20 m x 8 cm	blå	932 474	1 stk	24 Afp
	20 m x 10 cm	blå	932 475	1 stk	24 Afp