




MoliCare® Premium Men Pants

Skydd i byxmodell vid liten inkontinens

MoliCare Premium Men Pants är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Premium Men Pants till en diskret och säker lösning för aktiva män med liten inkontinens.



1 Trelagers absorptionsdyna med DryPlus skikt

Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

3 Hög midjeresår

Hög midjeresår med stor elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser. Produkten både ser ut och känns som vanliga underbyxor.

4 Färgade trådar

Antalet färgade trådar på byxans framsida visar produktens storlek. Färgen visar dess absorptionsnivå.

5 Avfallspåse

Avfallspåsar följer med produktförpackningen, vilket gör hanteringen och användningen diskret och hygienisk.

**Fördelar:**

Lika enkel att använda som vanliga underbyxor. Mjukt och hudvänligt material. Säker och diskret.

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
5 droppar M	915 817	80-120 cm	55 gr	974 ml	4x8 st
5 droppar L	915 818	100-150 cm	62 gr	1 001 ml	4x7 st
7 droppar M	915827	80-120 cm	65 gr	1 455 ml	4x8 st
7 droppar L	915828	100-150 cm	71 gr	1 412 ml	4x7 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info