



MoliCare® Premium Men Pad 2 droppar

Skydd vid liten inkontinens

MoliCare® Premium Men Pad 2 droppar är ett lättinkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddet fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Det textila ytskiktet gör skyddet mjukt och behagligt att bära medan fickan gör den till ett säkert val. Molicare® Premium Men Pad är en diskret lösning för män med liten inkontinens.



1 WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

4 Textilkomfort

Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort för användaren.

2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar önskad lukt.

5 Säker fixering

Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker fixering.

3 Mjuka sömmar

Mjuka sömmar ger skyddet dess form och är skonsamma mot huden.



Fördelar:

Specialdesignad för män
Säkert läckageskydd
Skonsam mot huden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Skyddspapper: Silikonpapper
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, steril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
2 droppar	168 600	14,7x11,5 cm	14 gr	330 ml	12x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info