

# Lastodur® strong

Högelastisk kompressionsbinda

Lastodur strong är en permanentelastisk långsträckt binda med en elasticitet på 180%. Sträckningen kan varieras för att kontrollera kompressionen. Bindan är luftgenomsläpplig och hudvänlig. Lastodur strong har en kraftig vävstruktur.



1 För kraftig kompression

3 Kan tvättas

2 Bekväm att bära

## Fördelar:

Bekväm att bära

Tvättbar

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri



## Egenskaper

Bindan består av en hög andel naturfiber och är mycket hudvänlig. Genomsläpplig för luft. Lastodur strong har en stadig kvalitet och är hållbar även vid påfrestningar. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen.

## Material

85% bomull, 7% polyamid, 8% elastan.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 7 m

Outsträckt längd: ca 2,5 m

Elasticitet: 180%

## Indikation

För profylax och ödembehandling t.ex. vid venös insufficiens. Vid trombosbehandling. Som stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador och som sportbandage. Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

## Tvättråd

Lastodur strong kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklav vid 134°C.

## Fixeringsinstruktion

Använd inte förbandsklämman runt produkten för att fixera bindan på en patient, den finns bara med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten. Fixeras med någon form av tejp t.ex. Omniplast.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Lastodur® strong Lösa i ask	7 m x 6 cm	931 631	10 st	12 Afp
	7 m x 8 cm	931 632	10 st	8 Afp
	7 m x 10 cm	931 633	10 st	8 Afp
	7 m x 12 cm	931 634	10 st	6 Afp