



MoliCare® Premium Men Pad

Skydd vid liten till medelstor inkontinens

MoliCare Premium Men Pad är ett lättinkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddet fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Skyddet har läckagebarriärer utmed hela absorptionsdynan som håller penis och pung på plats för bättre komfort och säkerhet medan det textila ytskiktet gör skyddet mjukt och behagligt att bära.



1 WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning. Med ett pH-värde på 5,5 elimineras bakterier och bakterietillväxt förhindras.

2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

3 Läckagebarriärer

Mjuka, vätskeavvisande läckagebarriärer utmed hela absorptionsdynan håller penis och pung på plats och ger ett säkert skydd mot läckage.

4 Textilkomfort

Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort för användaren.

5 Säker fixering

Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker och diskret fixering i underkläderna.



Fördelar:

Specialdesignad för män
Säkert läckageskydd
Skonsam mot huden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Läckagebarriär: Polypropen non-woven
Resår: Lycra
Skyddspapper: Silikonpapper
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
3 droppar	168 066	27x18 cm	15 gr	441 ml	12x14 st
4 droppar	168 068	27x18 cm	22 gr	511 ml	12x14 st
5 droppar	168 069	34,5x18 cm	34 gr	906 ml	12x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info