

# Strampelpeter

## Oplastat inkontinensskydd

Strampelpeter är ett oplastat inkontinensskydd.



### 1 Absorptionskärna

En variant med SAP och en variant med högarbsorberande kärna av celulosafloff.

### 2 Ytskikt

Mjukt och hudvänligt heltäckande non-woven.

### 3 Absorption

Finns i två varianter.



Helps. Cares. Protects.

### Fördelar:

Högabsorberande  
Mjuk och behaglig

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa  
Spärrskikt: Polyeten  
Ytskikt: Polypropen non-woven

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Mått	Abs.kap. (ISO)	Färgkod	Förp.
1	148 610	35x11 cm	440 ml	Röd	4x56 st
2 - Med SAP	148 620	35x11 cm	570 ml	Lila	4x56 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)