

Netti[®] Byxben & Underbensfäste

Benfixering

Netti Byxben och Netti Underbensfäste är bekväma att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Netti Byxben finns i två varianter, en för höger och en för vänster ben. Netti Underbensfäste kan användas på både höger och vänster ben och är särskilt lämpad för sittande personer.



1 Mjukt material

Både byxbenet och underbensfästet är tillverkat av mjuk och slitstark bomull.

2 Fixeringsficka

Fixeringsfickan är anpassad för att passa alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden.

3 Midjeresår

Byxbenet hålls uppe med en bred resår runt midjan som fästs med knappar.

4 Resår

Ett resårband som fästs över knät för att avlasta vaden medföljer underbensfästet.

Material:

100 % Bomull

Tråd: Polyester

Resår: Polyester, lycra och bomull

Tvättanvisning:

Netti Byxben och Netti Underbensfäste kan tvättas i 95°C och tål torktumling.

Fördelar:

Mjuk och slitstark bomull

Passar till alla förekommande urinpåsar

Justerbar resår



Sortiment	Art.nr.	Sida	Midjemått	Förp.
S	203 927	Vänster	80 cm	1 st
M	203 935	Vänster	90 cm	1 st
L	203 943	Vänster	100 cm	1 st
XL	203 976	Vänster	116 cm	1 st
S	239 327	Höger	80 cm	1 st
M	239 335	Höger	90 cm	1 st
L	239 343	Höger	100 cm	1 st
XL	239 350	Höger	116 cm	1 st
Underbensfäste	224 337			1 st