

# Foliodrape® Protect Plus


Höftset VII, extra förstärkt

Steril drapering vid höftkirurgi.



### Fördelar:


Högabsorberande  
Slitstarkt  
Ogenomträngligt  
Lågt fibersläpp




150x190 cm




80x145 cm



150x190 cm



280x245 cm



170x300 cm



75x90 cm




35x120 cm



10x50 cm



33x30 cm



### Innehåll:

- 1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm
- 1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
- 1 st Instrumentbordslakan, vikt 150 x 190 cm
- 1 st Slitslakan, förstärkt & häftande 280 x 245 cm, slits 10 x 95 cm
- 1 st Operationslakan, förstärkt & häftande 170 x 300 cm
- 1 st Operationshandduk 75 x 90 cm
- 1 st Benpåse 35 x 120 cm
- 2 st Operationstejp 10 x 50 cm
- 4 st Torkdukar 33 x 30 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Höftset VII	938 772	4 st	1 AFP