

# Zetuvit® E

## Absorptionsförband

Zetuvit E är ett absorptionsförband avsett för vätskande sår, akuta och kroniska. Fungerar även som dämpande skydd. Förbandet består av fyra olika materialskikt, som kompletterar varandra och ger förbandet dess goda egenskaper.



- 1** Förbandet har hög absorptionskapacitet och suger snabbt upp exsudat
- 2** Cellulosafluff gör förbandet mjukt och polstrande
- 3** Den blå färgmarkeringen minskar risken för felaktig applicering
- 4** Den hydrofila framsidan gör att förbandet inte fastnar i såret

## Fördelar:

Hög absorptionskapacitet  
Enkel hantering  
Mjuk och polstrande  
Många storlekar  
Finns såväl steril som osteril



## Egenskaper

Förbandet har en hög absorptionskapacitet och suger snabbt upp exsudat. Förbandet är enkelt att kombinera med andra typer av förband såsom salvkompresser eller kalciumalginater.

## Material

Zetuvit E är ett fyrlagers förband. Den absorberande kärnan består av cellulosafloff och är innesluten i en tunn non-woven väv av cellulosa som fördelar vätskan jämnt över förbandet. Baksidan med blå färgmarkering består av non-woven polypropen som står emot väta men inte är ocklusiv utan genomsläpplig för luft. Detta förhindrar att exsudatet bildar klumpar i förbandet. Framsidan består av hydrofil non-woven polypropen som gör att förbandet inte fastnar i såret.

Steril produkt är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril.

CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Osteril produkt är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril.

CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

## Indikation

Används främst som absorptionsförband av vätskande sår, akuta och kroniska. Mekaniskt dämpande skydd. Skall ej användas på torra sår, friliggande ben, muskler eller senor.

## Fixeringsinstruktion

Zetuvit E kan fixeras med bindor, tejper, tubgaser eller fixeringsnät allt enligt behov och sårets placering.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Zetuvit® E Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	413 770	25 st	9 Afp
	10 x 20 cm	413 771	25 st	9 Afp
	15 x 25 cm	413 773	10 st	10 Afp
	20 x 25 cm	413 775	15 st	6 Afp
	20 x 40 cm	413 786	5 st	8 Afp
Osteril	10 x 10 cm	413 860	50 st	12 Afp
	10 x 20 cm	413 861	50 st	4 Afp
	20 x 20 cm	413 864	50 st	4 Afp
	20 x 25 cm	413 865	50 st	4 Afp
	20 x 40 cm	413 866	30 st	4 Afp