

# Zetuvit® E

## Absorptionsforbinding

Zetuvit E er en absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Fungerer også som beskyttelse. Forbindingen består af fire forskellige materialegag, som komplementerer hinanden og giver forbindingen dens gode egenskaber.



- 1 Høj absorptionskapacitet
- 2 Cellulosefluff gør forbindingen blød og polstrende
- 3 Den blå farvestribe reducerer risikoen for ukorrekt anvendelse
- 4 Den hydrofile forside gør at forbindingen ikke fæstner i såret

## Fordele:

Høj absorptionskapacitet  
 Enkel håndtering  
 Blød og komfortabel  
 Mange størrelser  
 Fås både steril og usteril



## Egenskaber

Forbindingen har en høj absorptionskapacitet og opsuger hurtigt eksudat. Forbindingen er let at kombinere med andre typer forbindinger som salvekompresser eller calciumalginater.

## Materiale

Zetuvit E er en firelags forbindelse. Den absorberende kerne består af cellulosefluff og er indsluttet i et tyndt non-woven væv af cellulose, som fordeler væsken jævnt i forbindingen. Bagsiden med blå farvestribe består af non-woven polypropen og er vætskeafvisende, men åndbar. Dette forhindrer, at eksudatet danner klumper i forbindingen. Forsiden består af hydrofil non-woven polypropen, som gør, at forbindingen ikke fæstner i såret.

Steril produkt er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril.  
 CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.  
 Usteril produkt er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril.  
 CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

## Indikation

Bruges primært som absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Mekanisk beskyttelse. Zetuvit E bør ikke anvendes på tørre sår, fritliggende knogler, muskler eller sener.

## Fikseringsinstruktion

Zetuvit E kan fikseres med bind, tape, tubegaze eller fikseringsnet alt efter behov og sårets placering.

PAUL HARTMANN A/S  
 Ørestads Boulevard 73  
 2300 København  
 T. 48 22 04 00  
 E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelser	Varenr.	Antal pr.æske	Karton
Zetuvit®E Steril, enkeltpakket	10 x 10 cm	413 770	25 stk	9 Æsker
	10 x 20 cm	413 771	25 stk	9 Æsker
	15 x 25 cm	413 773	10 stk	10 Æsker
	20 x 25 cm	413 775	15 stk	6 Æsker
	20 x 40 cm	413 786	5 stk	8 Æsker
Usteril	10 x 10 cm	413 860	50 stk	12 Æsker
	10 x 20 cm	413 861	50 stk	4 Æsker
	20 x 20 cm	413 864	50 stk	4 Æsker
	20 x 25 cm	413 865	50 stk	4 Æsker
	20 x 40 cm	413 866	30 stk	4 Æsker