



# MoliCare® Premium Lady Pad

## Skydd vid liten till medelstor inkontinens

MoliCare Premium Lady Pad är ett lättinkontinensskydd som fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Skyddets textila ytskikt gör det mjukt och behagligt att bära medan den mönsterpräglade ytan och grenelastiken gör det till ett säkert val. MoliCare Premium Lady Pad finns i nio olika absorptionskapaciteter och erbjuder ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.



### 1 WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning. Med ett pH-värde på 5,5 elimineras bakterier och bakterietillväxt förhindras.

### 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

### 3 Mönsterprägling

Den mönsterpräglade\* absorptionsdynan ger hög stabilitet och passform vilket skyddar mot läckage.

### 4 Skumelastik i grenen

Mjuk skumelastik i grenpartiet för optimal passform, komfort och skydd mot läckage.

### 5 Textilkomfort

Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort för användaren.

### 6 Säker fixering

Lång självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker och diskret fixering i underkläderna.

### 7 Individuellt förpackade

Skydden är individuellt förpackade\* för diskret och hygienisk hantering.

\* Gäller endast 1, 1,5 & 2 droppar



Helps. Cares. Protects.



### Fördelar:

Skonsam mot huden  
Diskret och komfortabel  
Textilkomfort  
Säkert läckageskydd

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat

Ytskikt: Polypropen

Elastik: Polyuretanskum

Skyddspapper: Silikonpapper

Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
0,5 droppe	168 131	17,5x7,6 cm	4 gr	70 ml	8x28 st
1 droppe	168 132	22x9,8 cm	9 gr	181 ml	12x14 st
1,5 droppar	168 624	27x10 cm	13 gr	252 ml	24x14 st
2 droppar	168 636	26,5x11,2 cm	16 gr	331 ml	18x14 st
3 droppar	168 646	33,5x13,2 cm	21 gr	504 ml	12x14 st
3,5 droppar	168 651	33,5x13,2 cm	28 gr	632 ml	12x14 st
4 droppar	168 684	43x16,2 cm	33 gr	782 ml	12x14 st
4,5 droppar	168 656	43x16,2 cm	38 gr	914 ml	12x14 st
5 droppar	168 670	43x16,2 cm	42 gr	1 029 ml	12x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)