

Peha®-Mullbinden

Gasbinda

För fixering av alla typer av förband. Enkel engångsbinda av 20-trådig väv.



- 1 Lämplig att använda som första hjälpen förband
- 2 Vävda kanter
- 3 Fungerar för alla typer av fixering

Fördelar:

Vävda kanter

Många användningsområden

Luftig med glesa maskor



Egenskaper

Peha-Mullbinden är en klassisk gasbinda för engångsfixering. Bindan är tillverkad med 20-trådigväv och har stadigt vävda kanter. Peha-Mullbinden fungerar för alla typer av fixering.

Material

60% viskos, 40% bomull. Vit. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR. Osträckt längd: 4 m

Indikation

Till alla typer av förbandsfixering.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha®-Mullbinden	4 m x 6 cm	304 051	20 st	18 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 8 cm	304 052	20 st	16 Afp
	4 m x 10 cm	304 053	20 st	10 Afp