

Peha-Lastotel®

Högelastisk fixeringsbinda

För fixering över leder, koniska och runda kroppsdelar krävs en binda som är elastisk och formbar. Peha-Lastotel uppfyller alla dessa kriterier och fixerar enkelt förband där andra bindor inte fungerar.



- 1 Peha-Lastotel har en elasticitet på över 100%
- 2 God patientkomfort
- 3 Fungerar på alla typer av fixering

Fördelar:

Bekväm att bära
Högelastisk
Många användningsområden
Stadiga kanter



Egenskaper

Peha-Lastotel är mer än 100% tänjbar och kan även appliceras över koniska kroppsdelar och leder. Peha-Lastotel är lätt och följsam att använda och formar sig utan att orsaka tryck. Bindans kräppade struktur gör att den sitter pålitligt och bindan behöver ej appliceras varv på varv. Peha-Lastotel har en hög genomsläpplighet för luft och ger därigenom en mycket god patientkomfort.

Material

59% polyamid, 41% viskos. Vit.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.
Utsträckt längd: 4 m
Outsträckt längd: ca 1,7 m
Elasticitet: 135%

Indikation

Till alla typer av förbandsfixering särskilt över leder, koniska och runda kroppsdelar. Kan även användas som lättare tryck- och kompressionsförband.
Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-Lastotel®	4 m x 4 cm	310 110	20 st	8 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 6 cm	310 111	20 st	10 Afp
	4 m x 8 cm	310 112	20 st	10 Afp
	4 m x 10 cm	310 113	20 st	6 Afp