



Samu Plus Maxi

Skydd vid förlossning

Samu Plus Maxi är en binda för blödningar i samband med förlossning.



1 Högabsorberande

Absorberande kärna av cellulosafloff.

2 Mjuk och behaglig

Ytskikt av heltäckande non-woven.

3 Fixering

Används tillsammans med fixeringsbyxor. Bindan har självhäftande tejp på baksidan för säker och bekväm fixering.

Fördelar:
Högabsorberande
Mjuk och behaglig

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Skyddspapper: Silikonpapper

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

| Sortiment | Art.nr. | Mått | Abs.kap. (ISO) | Vikt | Färg | Förp. |
|----------------|---------|----------|----------------|-------|------|---------|
| Samu Plus Maxi | 716 313 | 11x35 cm | 416 ml | 20 gr | Blå | 4x56 st |

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info