

MoliCare® Premium fixpants long leg

Fixeringsbyxa med ben

MoliCare Premium fixpants long leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Den höga elasticiteten ger byxan extra hög komfort och livslängd. MoliCare Premium fixpants long leg erbjuder enkel och säker fixering av alla typer av inkontinensskydd.



- 1 Hög komfort**
Väven av elastiskt garn gör att byxan anpassar sig väl efter kroppens former.
- 2 Hög elasticitet**
Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.
- 3 Mjuk resår**
Den mjuka resåren saknar sömmar och minimerar tryck mot huden.
- 4 Storlek och tvättanvisning**
På insidan av midjeresåren finns storlek och tvättanvisning tydligt angiven.
- 5 Storleksmarkering**
Färgkodad text på resåren visar byxans storlek vilket gör den enkel att identifiera.

Material:

95% Polyester
3% Elastan
2% Nylon
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C, tål torktumling samt blekning (klorfri). Byxan kan tvättas ca 50 gånger.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Fördelar:

Optimal passform
Tydlig storleksmarkering och tvättanvisning
Mjuk resår minimerar tryck mot huden



Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
Medium	947 796	60-100 cm	Blå	5 st
Large	947 797	80-120 cm	Brun	5 st
X-large	947 798	100-160 cm	Grön	5 st
XX-large	947 799	140-180 cm	Grå	5 st

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
X-large	947 793	100-160 cm	Grön	25 st