



# MoliCare® Premium Lady Pants

## Skydd i byxmodell vid liten inkontinens

MoliCare Premium Lady Pants är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Premium Lady Pants till en diskret och säker lösning för aktiva kvinnor med liten inkontinens.



### 1 Trelagers absorptionsdyna med DryPlus skikt

Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

### 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

### 3 Hög komfort

Mjuk och lagom hög midjeresår med hög elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser.

### 4 Feminin design

Skyddets feminina design ger en känsla av vanliga underkläder.

### 5 Hudvänligt

Absorptionsdyna med antibakteriell egenskap och ett pH-värde på 5,5 ger en god hudhälsa.



Helps. Cares. Protects.



### Fördelar:

Lika enkel att använda som vanliga underbyxor  
Mjukt och andningsbart material  
Säker och diskret

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter  
Spärrskikt: Polyeten  
Ytskikt: Polypropen non-woven  
Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
5 droppar M	915 867	80-120 cm	44 gr	843 ml	8x8 st
5 droppar L	915 868	100-150 cm	51 gr	844 ml	8x7 st
7 droppar M	915 877	80-120 cm	67 gr	1 442 ml	4x8 st
7 droppar L	915 870	100-150 cm	71 gr	1 373 ml	4x7 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)