



# MoliCare® Premium Bed Mat

## Hygienunderlägg

MoliCare Premium Bed Mat hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.



### 1 Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafluff absorberar vätskan snabbt.

### 2 Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är antiglidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvätning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

### 3 Ytskikt

Heltäckande mjukt ytskikt av non-woven som även täcker runt sidorna för att förhindra att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.



Helps. Cares. Protects.



### Fördelar:

Skonsam mot huden  
Snabb absorption  
Många användningsområden

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Storlek	Art.nr.	Vikt	Mått	Abs.kap. (ISO)	Färg	Förp.
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 40x60 cm	161 061	21 g	40x60 cm	449 ml	Grön	6x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 60x60 cm	161 063	32 g	60x60 cm	715 ml	Grön	4x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 5 droppar 60x90 cm	161 065	49 g	60x90 cm	971 ml	Grön	4x30 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 40x60 cm	161 066	26 g	40x60 cm	561 ml	Rosa	6x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x60 cm	161 068	39 g	60x60 cm	979 ml	Rosa	4x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x90 cm	161 070	62 g	60x90 cm	1241 ml	Rosa	4x25 st
MoliCare Premium Bed Mat 7 droppar 60x90 cm med bäddflikar (60x90x177 cm)	161 072	75 g	60x177 cm	1201 ml	Rosa	4x30 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)