

CarePocket®

Benfixering för urinpåse

CarePocket är bekväm att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Den kan även användas för fixering av dränagepåsar. CarePocket finns i fyra storlekar varav small är särskilt lämpad att användas till underbenet.



1 Elastiskt material

Materialet av mjukt elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att produkten anpassar sig väl efter benets former.

2 Fixeringsficka

Fixeringsfickan är anpassad för att passa alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden. Kan även användas för dränagepåsar.

3 Flexibel

Passar både för vänster och höger ben.

4 Storleksmarkering

De färgade trådarna visar produktens storlek.



Helps. Cares. Protects.

Material:

80 % Polyester
20 % Elastan
Latexfri

Tvättanvisning:

Kan tvättas i 60°C.



Fördelar:

Mjukt elastiskt material
Passar till alla förekommande
urinpåsar
Kan användas på både höger
och vänster ben

Sortiment	Art.nr.	Benomfång	Färgkod	Förp.
Small	231 662	30-45 cm	Gul	3 st
Medium	231 670	45-65 cm	Blå	3 st
Large	231 688	55-80 cm	Brun	3 st
X-large	231 696	65-90 cm	Grön	3 st



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info