



MoliCare® Premium fixpants short leg

Fixeringsbyxa utan ben

MoliCare Premium fixpants short leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Den höga elasticiteten ger byxan extra hög komfort och livslängd. MoliCare Premium fixpants short leg erbjuder enkel och säker fixering av alla typer av inkontinensskydd.



1 Storleksmarkering

Den färgade texten på resåren visar byxans storlek.

4 Hög elasticitet

Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.

2 Vävteknik

Väven av elastiskt garn gör att byxan anpassar sig väl efter kroppens former.

5 Mjuk resår

Den mjuka resåren saknar sömmar och minimerar tryck mot huden.

3 Storlek och tvätthanvisning

På insidan av midjeresåren finns storlek och tvätthanvisning tydligt angiven.

Material:

96% Polyester
4% Elastan
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C, tål torktumling samt blekning (klorfri). Byxan kan tvättas ca 50 gånger.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Fördelar:

Hög elasticitet för optimal passform

Tydlig storleksmarkering och tvättanvisning

Mjuk resår minimerar tryck mot huden



Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
Small	947 759	45 - 80 cm	Gul	5 st
Medium	947 760	60 - 100 cm	Blå	5 st
Large	947 761	80 - 120 cm	Brun	5 st
X-large	947 762	100 - 160 cm	Grön	5 st