



MoliCare® Premium Elastic

Allt-i-ett skydd med höglastiska sidopaneler vid stor inkontinens

MoliCare Premium Elastic är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Tack vare dess höglastiska sidopaneler i mjukt material och breda kardborrefästen ger MoliCare Premium Elastic en snabb, enkel och säker fixering.



- 1 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 Höglastiska sidopaneler**
Sidopaneler i mjukt, höglastiskt material möjliggör en mycket enkel och säker fixering. Passar alla kroppsformer och är bekväm att bära.
- 3 Bredda kardborrefästen**
Kombinerade tejp- och kardborrefästen fäster säkert på det textila ytskiktet. Dess bredd ger en enkel, snabb och säker fixering. Kardborrefästerna gör att skyddet kan fixeras många gånger om.
- 4 Antiläckagesystem**
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.
- 5 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 6 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.
- 7 Diskret utsida**
Utsidan är diskret färgad med produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.
- 8 Längsgående våtindikator**
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
 Spärrskikt: Polyeten
 Ytskikt: Polypropen non-woven
 Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Fördelar:

Snabb och enkel att fixera
 Antiläckagesystem
 Skonsam mot huden

	Storlek	Art.nr.	Höft-/midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium Elastic 5 droppar	Small	165 171	70-90 cm	78 g	1 455 ml	3x30 st
	Medium	165 172	85-120 cm	95 g	1 765 ml	3x30 st
	Large	165 173	115-145 cm	110 g	2 247 ml	3x30 st
MoliCare Premium Elastic 6 droppar	Small	165 271	70-90 cm	78 g	1 667 ml	3x30 st
	Medium	165 272	85-120 cm	95 g	2 159 ml	3x30 st
	Large	165 273	115-145 cm	110 g	2 349 ml	3x30 st
	X-large	165 274	140-175 cm	130 g	2 786 ml	4x14 st
MoliCare Premium Elastic 7 droppar	Small	165 371	70-90 cm	86 g	1 998 ml	3x30 st
	Medium	165 372	85-120 cm	104g	2 414 ml	3x30 st
	Large	165 373	115-145 cm	116 g	2 719 ml	3x30 st
	X-large	165 374	140-175 cm	147 g	3 180 ml	4x14 st
MoliCare Premium Elastic 8 droppar	Small	165 471	70-90 cm	93 g	2 356 ml	3x26 st
	Medium	165 472	85-120 cm	123 g	3 144 ml	3x26 st
	Large	165 473	115-145 cm	137g	3 220 ml	3x24 st
	X-large	165 474	140-175 cm	162 g	3 591 ml	4x14 st
MoliCare Premium Elastic 9 droppar	Small	165 571	70-90 cm	101 g	2 546 ml	3x26 st
	Medium	165 572	85-120 cm	130 g	3 521 ml	3x26 st
	Large	165 573	115-145 cm	153 g	3 856 ml	3x24 st
	X-large	165 574	140-175 cm	178 g	3 951 ml	4x14 st
MoliCare Premium Elastic 10 droppar	Small	165 671	70-90 cm	101 g	2 772 ml	3x22 st
	Medium	165 672	85-120 cm	130 g	3 696 ml	4x14 st
	Large	165 673	115-145 cm	153 g	4 279ml	4x14 st
	X-large	165 674	140-175 cm	178 g	4 380 ml	4x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB
 Box 24
 334 21 Anderstorp
 T. 0371-58 74 00
 F. 0371-58 74 45
 E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
 www.hartmann.info

