



STERILUX[®] ES

Gasvävskompress

Sterilux ES är en mjuk, gasvävskompress med bra absorptionskapacitet. Sterilux ES är lämplig för rengöring och omläggning av sår.



1 Dammar inte

4 Enkel hantering

2 Ekonomisk

Fördelar:

Dammar inte
Enkel hantering
Ekonomisk



Egenskaper

Gasvävskompresserna är mjuka och luftgenomsläppliga. Kompresserna är vikta i 8 lager och kan således vikas ut till ett större, tunnare skikt. ES innebär att kompresserna är skurna och har invikta kanter. Detta görs för att kompresserna inte skall fransa sig.

Material

17-trådig gasväv av 100% bomull, blekt utan klorgas. Tillverkade enligt EN 14079. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

För allmän sårvård, omläggningar och rengöring av sår. Kontraindikationer: Inga kända.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Sterilux® ES	5 x 5 cm	205 020	25 x 2 st	60 Afp
Steril 2-pack	10 x 10 cm	205 022	25 x 2 st	30 Afp
	10 x 20 cm	418 559	25 x 2 st	18 Afp