



# Omnistrip®

## Elastisk suturtejp

Omnistrip är en elastisk suturtejp som stabiliserar sår i kombination med suturer, och även efter att suturer har tagits bort. Påskyndar läkningen genom att sammanföra sårkanterna.



- 1 För mindre kirurgiska ingrepp och mindre sår
- 2 Enkel att hantera med säker fixering
- 3 Behöver inte avlägsnas vid röntgen



Helps. Cares. Protects.

## Fördelar:

Säker fixering  
Enkel hantering  
Lämnar inga klisterrester  
Behöver ej avlägsnas vid röntgen



## Egenskaper

Att omnistrip är genomsläpplig för luft och fukt begränsar risken för maceration av huden skall uppstå. Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden. Omnistrip absorberar inte röntgenstrålar och behöver inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Omnistrip släpper endast igenom 7% av solens UV-strålning.

## Material

Beige non-woven polyester/polyamid.  
Hypoallergen häftmassa baserad på akryl (Pressur sensitive adhesive, PSA). Fri från kolofonium och latex.  
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

## Indikation

Atraumatisk sårflutning av mindre sår och efter mindre kirurgiska ingrepp. Stabilisera snitt när suturer tagits bort.

## Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnistrip® Steril i kuvert	3 x 76 mm (5 st/kuvert)	540681	250 st	6 AFP
	6 x 38 mm (6 st/kuvert)	540682	300 st	6 AFP
	6 x 76 mm (3 st/kuvert)	540683	150 st	6 AFP
	6 x 101 mm (10 st/kuvert)	540684	500 st	6 AFP
	12 x 101 mm (6 st/kuvert)	540685	300 st	6 AFP
	25 x 127 mm (4 st/kuvert)	540686	200 st	6 AFP