



Peha-taft® latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med mikrotexturerad yta för optimalt grepp. Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är lämplig vid hantering av cytostatika och kemikalier.



1 Motverkar handtrötthet

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

Fördelar:

Operationshandske av hög kvalitet
Hög elasticitet och slitstyrka
Hög användarkomfort
Indikatorsystem

Produktbeskrivning	
Material	Naturgummilatex
Färg	Beige/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Mikrotexturerad
Insida	Klorerad
Tjocklek finger	0,27 mm
Tjocklek handflata	0,21 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-taft latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex	

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha-taft® latex	5,5	942589	50 par	6 AFP
	6,0	942590	50 par	6 AFP
	6,5	942591	50 par	6 AFP
	7,0	942592	50 par	6 AFP
	7,5	942593	50 par	6 AFP
	8,0	942594	50 par	6 AFP
	8,5	942595	50 par	6 AFP
	9,0	942596	50 par	6 AFP

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info