



# Peha-taft® latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Pudderfri operationshandske med micro tekstureret overflade for optimalt greb. Den anatomiske pasform forhindrer hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoxiske lægemidler og kemikalier.



**1** Forhindrer hånd træthed

**2** Høj brugerkomfort

**3** Høj elasticitet og slidstyrke

**Fordele:**

Operationshandske af høj kvalitet  
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem  
Høj brugerkomfort  
Høj elasticitet og slidstyrke

**Produktbeskrivelse**

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Latex hvid
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Chlorerede
Tykkelse finger	0,27 mm
Tykkelse håndflade	0,21 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

Peha-taft latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha-taft® latex	5,5	942589	50 par	6 AFP
	6,0	942590	50 par	6 AFP
	6,5	942591	50 par	6 AFP
	7,0	942592	50 par	6 AFP
	7,5	942593	50 par	6 AFP
	8,0	942594	50 par	6 AFP
	8,5	942595	50 par	6 AFP
	9,0	942596	50 par	6 AFP