




# Peha-taft® classic latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med mikrotexturerad yta för optimalt grepp. Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är lämplig vid hantering av cytostatika och kemikalier.



1 Ekonomisk

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

## Fördelar:

Ekonomisk  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

### Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige/vit transparent
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Mikrotexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,22 mm
Tjocklek handflata	0,20 mm
Tjocklek krage	0,18 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

Peha-taft classic latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex.

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha-taft® classic latex	5,5	942644	50 par	4 AFP
	6,0	942645	50 par	4 AFP
	6,5	942646	50 par	4 AFP
	7,0	942647	50 par	4 AFP
	7,5	942648	50 par	4 AFP
	8,0	942649	50 par	4 AFP
	8,5	942650	50 par	4 AFP
	9,0	942651	50 par	4 AFP

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)