



Peha[®]-underhandske latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatem

Operationshandske som hovedsagelig bruges som inderhandske i kombination med latex overhandske. Den grønne farve sikrer, at perforering af yderhandsken påvises hurtigt,



1 Indikatorsystem

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Handskens farve synliggør risici
Indikatorsystem
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Grøn
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Glat
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,18 mm
Tykkelse håndflade	0,17 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-underhandske latex fungerer som underhandske i kombination med Peha-profile latex, Peha-taft classic latex og Peha-taft latex	

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha® -underhandske latex	5,5	942510	50 par	4 AFP
	6,0	942511	50 par	4 AFP
	6,5	942512	50 par	4 AFP
	7,0	942513	50 par	4 AFP
	7,5	942514	50 par	4 AFP
	8,0	942515	50 par	4 AFP
	8,5	942516	50 par	4 AFP
	9,0	942517	50 par	4 AFP

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info