




Peha-taft® classic latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Pudderfri operationshandske med micro tekstureret overflade for optimalt greb. Den anatomiske pasform forhindrer hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoxiske lægemidler og kemikalier.



1 Høj kvalitet

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Handske af høj kvalitet
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Latex hvid/transparent
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,22 mm
Tykkelse håndflade	0,20 mm
Tykkelse cuff	0,18 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

Peha-taft classic latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha-taft® classic latex	5,5	942644	50 par	4 AFP
	6,0	942645	50 par	4 AFP
	6,5	942646	50 par	4 AFP
	7,0	942647	50 par	4 AFP
	7,5	942648	50 par	4 AFP
	8,0	942649	50 par	4 AFP
	8,5	942650	50 par	4 AFP
	9,0	942651	50 par	4 AFP

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info