



# Peha-underhandske<sup>®</sup> latexfri

Puderfri operationshandske av polyisoprene

Operationshandske som främst används som underhandske i kombination med latexfri överhandske. Handskens gröna färg säkerställer en snabb detektering av perforering på överhandske. Passar alla typer av kirurgiska ingrepp.



1 Indikatorsystem

3 Slitstark

2 Hög användarkomfort

**Fördelar:**

Hög elasticitet och slitstyrka

Hög användarkomfort

Indikatorsystem

**Produktbeskrivning**

Material	Syntetisk polyisopren
Färg	Grön
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Slät
Inside	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,15 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klass III
CE-märkning	EU-förordning 2017/745 MDR, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604
Peha-underhandske latexfri fungerar som underhandske i kombination med Peha-isopren latexfri	

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Storlek	Art.nr	Afp	Tfp
Peha® -underhandske latexfri	6,5	942522	50 par	4 AFP
	7,0	942523	50 par	4 AFP
	7,5	942524	50 par	4 AFP
	8,0	942525	50 par	4 AFP
	8,5	942526	50 par	4 AFP