

# Peha® -underhandske latexfri

Pudderfri operationshandske af polyisopren

Operationshandske som hovedsagelig bruges som inderhandske i kombination med latexfri overhandske. Den grønne farve sikrer, at perforering af yderhandsken påvises hurtigt.



### Fordele:

Handskens farve synliggør risici

Lav AQL

Høj brugerkomfort

Høj elasticitet og slidstyrke

### Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk polyisopren
Farve	Grøn
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Glat
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,18 mm
Tykkelse håndflade	0,17 mm
Tykkelse cuff	0,15 mm
Proteinindhold	Fri fra latexprotein
AQL	0,65
PPE	CE-mærket ifølge EU-forordning 2016/425 for PPE Klasse III
Farvekode	Grå
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

- Peha-underhandske latexfri fungerer som underhandske i kombination med Peha-isoprene latexfri



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha® -underhandske latexfri	5,5	942 520	50 par	4 AFP
	6,0	942 521	50 par	4 AFP
	6,5	942 522	50 par	4 AFP
	7,0	942 523	50 par	4 AFP
	7,5	942 524	50 par	4 AFP
	8,0	942 525	50 par	4 AFP
	8,5	942 526	50 par	4 AFP
	9,0	942 527	50 par	4 AFP