

# Foliodrape® Protect Plus


Extremitetsset I, extra förstärkt

Steril drapering av extremiteter vid  
knäplastik/artroskopi



**Fördelar:**


Högabsorberande  
Slitstarkt  
Ogenomträngligt  
Lågt fibersläpp



150x190 cm



320x225 cm



**Innehåll:**

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm  
1 st Extremitetslakan 320 x 225 cm med elastiskt hål 5 x 7 cm  
och integrerad slanghållare

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Extremitetsset I	938 926	9 st	1 AFP